


# Instructies voor het verzamelen van ontlasting

## Ontlastingonderzoek

In overleg met uw (huis)arts krijgt u een ontlastingonderzoek (fecesonderzoek). Uw ontlasting wordt onderzocht op darmparasieten, eventueel in combinatie met bacteriën en virussen. In de gele envelop die u meekrijgt vindt u alles wat u hiervoor nodig heeft, inclusief een ingevuld aanvraagformulier van uw (huis)arts.

## Wat zit er in de gele envelop?



2 buisjes (buisje B bevat vloeistof)



safetybag



absorptievel

## Instructies voor het verzamelen van ontlasting: op de achterzijde

Op de achterzijde vindt u de instructies voor het verzamelen van ontlasting. Lees deze goed door. Lees daarna hieronder verder.

## Afgeven van de envelop

Verpak **alle buisjes** samen met het absorptievel in de safetybag. Sluit de safetybag en doe deze vervolgens samen met het aanvraagformulier in de gele envelop. Uw (huis)arts vertelt u waar u de envelop kunt afgeven. Doet u dit zo spoedig mogelijk.

## Uw vragen

Met vragen over het opvangen van de ontlasting en/of de uitslag van het onderzoek kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. Met eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met het laboratorium, telefoon 072 - 548 36 67. Of mail uw vraag naar [servicemicrobiologie@nwz.nl](mailto:servicemicrobiologie@nwz.nl). Meer informatie over het laboratorium vindt u ook op [www.nwz.nl](http://www.nwz.nl) onder specialismen: medische microbiologie.

### **Instructies voor het verzamelen van ontlasting**

Schrijf voordat u de ontlasting verzamelt op elk buisje duidelijk uw naam, geboortedatum en noteer de datum waarop u de ontlasting heeft opgevangen.

Heeft u een doorspoeltoilet waarbij de ontlasting direct in het water valt? Leg dan enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het wateroppervlak. U kunt de ontlasting dan van het papier verzamelen. Gebruik bij dunne ontlasting een po of andere opvangmogelijkheid zoals een schone bak of emmer.

Ziet u bloed of slijm in de ontlasting? Doe ook bloed en slijm in de buisjes. Hier kunnen parasieten in zitten.

1. Vul buisje A met ontlasting tot in het rode gestippelde gebied, zoals aangegeven op het etiket. Vul het buisje dus niet boven het gestippelde gebied.
2. Draai vervolgens de dop stevig dicht.
3. Vul buisje B met ontlasting totdat de vloeistof op de rode pijl komt. **De vloeistof mag niet boven het rode pijl komen.**
4. Draai de dop stevig dicht.
5. Schud vervolgens buisje B rustig 20 seconden.
6. Controleer beide buisjes op lekkage.

Doe de beide buisjes samen met het absorptievel in de safetybag. Sluit de safetybag door de witte strip te verwijderen doe de safetybag en het aanvraagformulier in de gele envelop

*Let op! Raakt u de vloeistof uit buisje B per ongeluk aan? Spoel de huid dan meteen af met water. Dat is voldoende. Zorg dat kleine kinderen niet per ongeluk van de vloeistof drinken!*