


Acenocoumarol in serum

Synoniemen	Sintrom	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	2 uur na inname	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: ca.14 dagen Poliklinisch: ca. 14 dagen Dit kan variëren van 0,5 – 1,5 maal het genoemde aantal dagen	
Referentiewaarden	Dal:	30 – 90 mcg/L
	Top:	100 – 500 mcg/L
	Toxisch vanaf	dal: 100 – 150 mcg/L
Bepalingsgrens	15 mcg/L	
	1500 mcg/L	
CTG code	072895	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Coumarines	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		