


Digoxine in serum

Synoniemen	Lanoxin	
Analysemethode	Immunoassay (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop) bij neonaten minimaal ½ mL monster insturen	
Afnametijd dal-spiegel	minimaal 6 uur na toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	KCHI locatie Noord CITO-lab	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	0,6 – 2,0 mcg/L atriumfibrilleren: 0,8 – 2,0 mcg/L hartfalen: 0,4 – 0,6 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	2,5 mcg/L
Bepalingsgrens	0,4 mcg/L	
	5,0 mcg/L	
CTG code	072887	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Digoxine Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Digoxine	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	J. Meijer teamleider citolab (KCHI) J.Meijer@nwz.nl tel:3540	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		
20-07-2020: meetbereik aangepast n.a.v. nieuwe apparatuur		