


## Flupentixol in serum

Synoniemen	Fluanxol	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Intern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	nee	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per 10 dagen, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening of minimaal 12 uur na laatste toediening (van toepassing bij gift in de avond)	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen	
Bewaarconditie	intern in de vriezer	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	0.5-5 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	15 mcg/L
Bepalingsgrens	1,0 mcg/L	
	13 mcg/L	
CTG code	<a href="#">072884</a>	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	<a href="mailto:apothek-laboratorium@nwz.nl">apothek-laboratorium@nwz.nl</a> tel:3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

02-01-2023 NP: bepaling wordt intern uitgevoerd, referentiewaarden, bepalingsgrens en bepalingsfrequentie aangepast. Kwaliteitssysteem toegevoegd. Contactgegevens geactualiseerd.