


## Clomipramine in serum

Synoniemen	Anafranil	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 2x per week op maandag en donderdag, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. Materiaal dient op de bepalingdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd spiegel	10 – 16 uur na inname	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 7 dagen Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Referentiewaarden		clomipramine: > 50 mcg/L norclomipramine: > 100 mcg/L somspiegel clomipramine + norclomipramine: 230 – 450 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	somspiegel clomipramine + norclomipramine: 450 mcg/L
Bepalingsgrens	clomipramine: 15 mcg/L desmethylclomipramine: 15 mcg/L	
	clomipramine: 360 mcg/L (na maximaal 4x verdunnen 1440 mcg/L) desmethylclomipramine: 420 mcg/L (na maximaal 4x verdunnen 1680 mcg/L)	
CTG code	<a href="#">072809</a>	
Achtergrondinformatie	TDM monografie NVZA: <a href="#">Tricyclische Antidepressiva</a> Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel: <a href="tel:7376">7376</a>	
	Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. Klinisch Farmaceutisch Laboratorium Tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

02-02-2022: bepalingdagen gewijzigd

