


## Golimumab concentratie, antistoffen tegen in serum

Synoniemen	Simponi	
Analysemethode	ELISA (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	gekoeld versturen	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dag Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	golimumab: $\geq 0,5 - 2,0$ mcg/mL antistoffen tegen golimumab: -
	Top:	-
	Toxisch vanaf	n.v.t.
Bepalingsgrens		
CTG code	golimumab: 2x 079015 antistoffen tegen golimumab: 2x 079015	
Achtergrondinformatie	Zie informatie Sanquin: <a href="#">Golimumab</a> Zie informatie Sanquin: <a href="#">Antistoffen tegen golimumab</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeci, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		
11-08-2017 PB: fout in tekst aangepast		