


Infliximab cascade, concentratie, antistoffen tegen in serum

Synoniemen	Remicade, Remsima, Inflectra	
Analysemethode	ELISA (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	5 ml stolbloed afgenomen in een buis met gel (gele dop, serumgelbuis)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	gekoeld versturen	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dag Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	bij een cascade aanvraag wordt eerst de infliximab concentratie bepaald. Indien de concentratie < 1 mcg/mL, wordt vervolgens een bepaling van de antistoffen tegen infliximab ingezet. infiximab: ≥ 1 mcg/mL antistoffen tegen infliximab: < 12 AE/mL
	Top:	-
	Toxisch vanaf	n.v.t.
Bepalingsgrens		
CTG code	infiximab: 2x 079015 antistoffen tegen adalimumab: 2x 079015	
Achtergrondinformatie	Zie informatie Sanquin: Infiximab Zie TDM monografie NVZA: Infiximab	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Laboratorium Ziekenhuisapotheek tel: 072-5483590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

07-04-2021 PB: afnamebuis aangepast van stolbloed (rode dop) naar serumgelbuis (gele dop)
hyperlink naar Sanquin en het aanvraagformulier hersteld