


## Rifampicine in serum

Synoniemen	Rifadin, Rifinah	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (= maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	2 uur na inname	
Verzendconditie	serum bevroren verzenden	
Bewaarconditie	serum bevroren bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 2 dagen Poliklinisch: maximaal 2 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	somspiegel rifampicine + desacetyl-rifampicine: 0,5 – 1,0 mg/L
	Top:	somspiegel rifampicine + desacetyl-rifampicine: 5 – 20 mg/L
	Toxisch vanaf	dal: somspiegel rifampicine + desacetyl-rifampicine: 10 mg/L top: somspiegel rifampicine + desacetyl-rifampicine: 20 mg/L
Bepalingsgrens	rifampicine: 0,15 mg/L desacetyl-rifampicine: 0,15 mg/L	
	rifampicine: 30 mg/L desacetyl-rifampicine: 10 mg/L	
CTG code	<a href="#">072894</a>	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeci, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		