


## Risperidon in serum

Synoniemen	Risperdal	
Analysemethode	LS-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	risperidon: 4 - 30 mcg/L 9-hydroxy-risperidon: 12 – 60 mcg/L somspiegel risperidon + 9-hydroxy-risperidon: 15 – 60 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	somspiegel risperidon + 9-hydroxy-risperidon: 80 mcg/L
Bepalingsgrens	risperidon: 5 mcg/L 9-hydroxy-risperidon: 5 mcg/L	
	risperidon: 200 mcg/L 9-hydroxy-risperidon: 190 mcg/L	
CTG code	<a href="#">072884</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Risperidon</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		