


## Thioguanine in bloed

Synoniemen	Lanvis	
Analysemethode	HPLC (volgens Dervieux) (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 2x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	2 buizen van 4 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop) . of 1 buis van 10 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop). <b>versturen op ijs!</b> <b>niet centrifugereren</b>	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Afnameconditie Verzendconditie	<b>NIET AFNEMEN OP VRIJDAG</b> <b>afnemen op ijs.</b> gekoeld versturen <b>versturen op ijs!</b>	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 21 dag Poliklinisch: maximaal 21 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	6-TGN > 300 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC
	Top:	-
	Toxisch vanaf	6-TGN > 1250 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC
Bepalingsgrens	6-TGN: 100 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC	
CTG code	<a href="#">072866</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Thiopurines</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Laboratorium van de Ziekenhuisapotheek tel: 072-5483590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

26-10-2021 PB: toegevoegd: "niet afnemen op vrijdag"